

Istruzioni per l'uso

Strumenti da taglio

dimededa[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Valido da:

09.02.2023

Versione:

2



Dimededa Instruments GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Tel: +49 (0) 7462 / 9461-0
Fax: +49 (0) 7462 / 9461-33
<http://www.dimededa.de>
info@dimededa.de

SRN DE-MF-000005584

1 Nota importante

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di ogni utilizzo e tenerle a portata di mano dell'utente o del personale specializzato.



Leggere attentamente le avvertenze contrassegnate da questo simbolo. L'uso improprio dei prodotti può causare gravi lesioni al paziente, agli utenti o a terzi.



2 Ambito di applicazione

Gli strumenti possono essere utilizzati per l'uso previsto nelle specialità mediche solo da personale adeguatamente addestrato e qualificato. Il medico curante o l'utente è responsabile della scelta degli strumenti per applicazioni specifiche o per l'uso operativo, della formazione e dell'informazione adeguate e di una sufficiente esperienza nell'uso degli strumenti.

3 Prodotti / Scopo

Gli strumenti da taglio sono destinati a trattamenti chirurgicamente invasivi e in parte anche a trattamenti non chirurgici in vari campi della medicina (di durata inferiore a 60 minuti). Corrispondono alla classe di rischio I/II.

Famiglia di prodotti forbici	
(UDI-DI di base)	Scopo
Forbici chirurgiche 404279638727BW	Strumento per il taglio di tessuti corporei, materiale di sutura o altro materiale chirurgico.
Forbici per unghie 404279638812BN	Strumento per accorciare le unghie di dita e piedi.
Tagliaunghie 404279612695AA	Strumento per tagliare le unghie di un paziente o di una persona.
Forbici per bendaggi 4042796134819U	Strumento per tagliare le bende.
Forbici Iris 404279613488AA	Strumento utilizzato per tagliare il tessuto durante una procedura sull'iride dell'occhio.
Forbici per orecchie 404279633414A3	Strumento per la resezione di tessuto durante le procedure sull'orecchio.
Forbici da filo 4042796135029B	Strumento per tagliare il materiale di sutura o legatura durante un intervento chirurgico.
Forbici per tonsille 404279616520A2	Strumento per la resezione del tessuto tonsillare in un intervento di otorinolaringoiatria.
Forbici da naso 404279613495A7	Strumento per la resezione del tessuto del naso e delle strutture associate in chirurgia otorinolaringoiatrica o plastica.
Forbici per cordone ombelicale 4042796326029X	Strumento per tagliare il cordone ombelicale dopo la nascita.
Cesoie per gesso 404279646314AW	Strumento per tagliare calchi in gesso e strati multipli di materiale spesso.
Forbici rettali 40427961350199	Strumento per la resezione di tessuto nella chirurgia rettale.

Cesoie per enucleazione 404279613487A8	Strumento utilizzato per tagliare i tessuti durante una procedura di enucleazione dell'occhio e/o delle strutture adiacenti.
Forbici rigide per endoscopia 4042796421AY	Strumento per tagliare tessuti o materiale di sutura durante una procedura endoscopica.
Famiglia di prodotti micro cesoie	
(UDI-DI di base)	Scopo
Micro cesoie 404279644354AU	Strumento per separare strutture di tessuto o vasi sottili durante gli interventi chirurgici.
Famiglia di prodotti strumenti da taglio	
(UDI-DI di base)	Scopo
Impugnatura del bisturi 40427961223594	Componente intercambiabile di un bisturi che funge da impugnatura e su cui è montata una lama adatta.
Bisturi, riutilizzabile 404279635141A5	Strumento per tagliare o sezionare i tessuti (lama non sostituibile).
Coltello per amputazione 404279635131A2	Strumento per l'amputazione chirurgica di un arto.
Coltello parodontale 404279641544AE	Strumento per l'escissione della gengiva e di altri tessuti molli orali durante la chirurgia parodontale.
Coltello per tonsille 4042796122559A	Strumento per la rimozione delle tonsille in un intervento chirurgico.
Coltello da naso 404279638103AJ	Strumento per la resezione delle strutture interne del naso.
Coltello per orecchie 40427961224597	Strumento per tagliare e sezionare i tessuti anatomici dell'orecchio durante un intervento chirurgico.
Coltello oftalmico 404279632764AS	Strumento utilizzato per praticare incisioni precise nel tessuto oculare durante gli interventi chirurgici sull'occhio e sulle strutture adiacenti.
Coltello per cartilagine 404279637840BL	Strumento per tagliare, raschiare o contornare la cartilagine durante un intervento chirurgico.
Rasoio 404279645078B2	Strumento utilizzato per rimuovere i peli del viso o del corpo da un paziente.
Coltello per gesso 404279635140A3	Strumento per tagliare o rifilare i gessi induriti.
Coltello per menisco 404279635138AG	Strumento per il taglio del menisco.
Coltello laringeo 404279638105AN	Strumento per la resezione delle strutture della laringe durante la chirurgia (ORL).
Myomesser 404279637835BT	Strumento per la rimozione dei fibromi.
Famiglia di prodotti Strumenti da taglio Pin & Wire	
(UDI-DI di base)	Scopo
Tagliafilii 404279632885B7	Strumento per tagliare filii ortopedici, cerchiaggi e aghi sottili o spilli.
Famiglia di prodotti Scalpello e Osteotomo	
(UDI-DI di base)	Scopo
Scalpello ortopedico 404279632853AS	Strumento dotato di una lama singola a smusso per il taglio e la sagomatura dell'osso.
Osteotomo dentale 404279644887C4	Strumento per modellare e compattare l'osso durante un'osteotomia dentale.
Famiglia di prodotti Rongeur	
(UDI-DI di base)	Scopo

Ortopedico 404279632853AS	Strumento con azione di taglio/scheggiamento per la rimozione di ossa in chirurgia ortopedica.
Rongeur nasale 404279633442A8	Strumento per la resezione di tessuti duri o solidi (ad es. osso o cartilagine) dalle fosse nasali mediante taglio/scheggiamento.
Rongeur per costole 404279635317AJ	Strumento per tagliare e accorciare le ossa delle costole e per arrotondare i monconi delle costole.
Taglierina per ossa 40427961045596	Strumento per recidere un osso con un'azione di taglio.
Famiglia di prodotti Dermatomi	
(UDI-DI di base)	Scopo
Dermatomo manuale 404279638797CK	Strumento per ottenere sottili lembi di pelle da donatore per trapianti di pelle o per l'asportazione di piccole lesioni cutanee.
Famiglia di prodotti Uretrotomo	
(UDI-DI di base)	Scopo
Uretrotomo 404279617633AP	Strumento per aprire le strozzature dell'uretra.
Famiglia di prodotti per la punzonatura	
(UDI-DI di base)	Scopo
Pugno d'osso 40427961323193	Strumento con azione di taglio/scheggiamento per tagliare piccole sezioni di osso.
Punzone per diga in gomma 404279635553AY	Strumento per praticare fori nei fogli di gomma per poterli applicare sulle corone dentali.
Punzonatore per tonsille 404279632364A6	Strumento con azione di taglio/scheggiamento per la rimozione delle tonsille durante la tonsillectomia.
Pinze per biopsia chirurgica 404279611775A2	Strumento per il prelievo di campioni biopici da tumori o altri tessuti durante un intervento chirurgico.
Famiglia di prodotti strumenti ad anello	
(UDI-DI di base)	Scopo
Adenotomo 40427961002589	Strumento per l'escissione del tessuto linfatico ipertrofico nel rinofaringe.
Anello della lente 4042796123199B	Strumento per l'estrazione manuale del cristallino e per la manipolazione e/o l'irrigazione delicata del tessuto oculare.
Anello nasale 404279615676AT	Strumento per la resezione di tessuto anomalo nel naso durante la chirurgia ORL.
Anello per orecchio 4042796310208U	Strumento utilizzato per asportare il tessuto anomalo nell'orecchio durante una procedura otorinolaringoiatrica.
Anello tonsillare 4042796136329R	Strumento per la rimozione delle tonsille durante un intervento di otorinolaringoiatria.

4 Controindicazioni

Gli strumenti possono essere utilizzati per lo scopo previsto solo da personale adeguatamente addestrato e qualificato. I prodotti non sono destinati all'uso sul cuore e sul sistema circolatorio e nervoso centrale.

I prodotti non sono destinati al collegamento con dispositivi medici attivi. Esiste il rischio di lesioni per i pazienti e gli utenti quando si utilizzano contemporaneamente dispositivi RF, RF o laser.

Controindicazioni specifiche del prodotto

Dermatomo manuale:

- Letto della ferita contaminato da batteri
- Letto della ferita non permeabile (tendini, ossa, capsula articolare)

Istruzioni per l'uso

Strumenti da taglio

dimedada[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Valido da:

09.02.2023

Versione:

2

- Forte carico meccanico sul punto di ricezione
- Vasi o nervi esposti
- Impianti esposti
- Difetti estetici del viso
- Parente: difetti sul lato di flessione delle articolazioni (contrazione secondaria degli innesti).

Uretrotomo:

- Infezione delle vie urinarie
- Disturbi della coagulazione

Strumenti a rullante:

- Agranulocitosi
- Leucemia
- Disturbi della coagulazione
- Insufficienza cardiovascolare

5 Complicazioni / effetti collaterali

⚠ Generale:

Il contatto con lo strumento può provocare reazioni di ipersensibilità in pazienti con intolleranza all'acciaio inossidabile. In caso di reazioni di questo tipo, è necessario interrompere immediatamente la procedura e adottare le misure necessarie.

Nel corso del monitoraggio del mercato, potrebbero essere identificate ulteriori potenziali complicazioni/effetti collaterali:

⚠ Complicazioni / effetti collaterali / rischi legati al trattamento

Generale:

- Lesioni ai vasi e ai tessuti circostanti
- Lesioni ai nervi

Dermatomi manuali:

- Rimozione di innesti troppo profondi perché il dermatomo non è stato impostato correttamente: in questo caso, l'innesto può essere fissato immediatamente nel sito di rimozione come un innesto o questo sito di sollevamento può essere coperto con un altro innesto ottenuto correttamente.

Uretrotomo:

- Lesione iatrogena dell'uretra dovuta a un controllo inadeguato dell'incisione.
- Sanguinamento dall'uretra
- Ematoma penieno o scrotale
- Infezione delle vie urinarie, uretrite, prostatite, epididimite
- Perforazione uretrale con formazione di una via falsa
- Deviazione del pene

Strumenti a rullante:

Rischi della tonsillectomia

- Post-sanguinamento
- Revisione chirurgica a causa di emorragie post-operatorie
- Danni ai denti
- Danni ai nervi
- Ostruzione delle vie aeree (edema)
- Enfisema
- Disturbi del gusto

⚠ Complicazioni / effetti collaterali / rischi legati al prodotto

Nel corso del monitoraggio del mercato, potrebbero essere identificate ulteriori potenziali complicazioni/effetti collaterali:

Forbici:

- Pausa
- Possibile perforazione indesiderata

Strumenti di taglio:

- Informazioni errate nelle GA relative allo smontaggio dello strumento
- Rottura della lama
- Rottura delle estremità di lavoro a causa dei movimenti della leva
- Ingestione di componenti dopo la rottura

Strumenti da taglio, perni e fili:

- Frattura del tagliente, componenti

- Taglio difettoso

Scalpello, osteotomo:

- Frattura del tagliente, componenti
- Taglio difettoso
- Ruggine sulla lama
- Lame non compatibili con l'impugnatura
- Etichettatura non corretta
- Residui (preparazione)
- Lame smussate

Rongeur

- Frattura delle mascelle

6 Precauzioni e avvertenze

⚠ Attenzione!

Gli strumenti sono progettati esclusivamente per uso chirurgico e non devono essere utilizzati per altri scopi. La manipolazione e la cura improprie dell'uso improprio possono portare a un'usura prematura degli strumenti.

⚠ Incompatibilità dei materiali

I dispositivi medici non devono essere utilizzati in nessun caso se l'utente o l'operatore sanitario si rende conto che il paziente è intollerante al materiale.

⚠ Deterioramento funzionale

Gli strumenti chirurgici si corrodono e il loro funzionamento viene compromesso quando entrano in contatto con sostanze aggressive. Per questo motivo, è essenziale seguire le istruzioni per il ritrattamento e la sterilizzazione.

⚠ Condizioni operative

Per garantire un funzionamento sicuro dei prodotti sopra citati, è essenziale una corretta manutenzione e cura dei prodotti stessi. Inoltre, è necessario effettuare un controllo funzionale o visivo prima di ogni utilizzo. Per questo motivo, si rimanda alle sezioni pertinenti delle presenti istruzioni per l'uso.

⚠ Combinazione con altri prodotti

Quando gli strumenti vengono riassembleati dopo lo smontaggio, le singole parti non devono essere sostituite con parti di altri produttori! Se le parti sono intercambiabili a causa della destinazione d'uso del prodotto (ad es. inserti di lavoro diversi), non è consentito utilizzare parti di altri produttori! Si consiglia inoltre di acquistare altri accessori (ad es. prodotti per la cura) da Dimeda Instrumente GmbH.

⚠ Immagazzinamento

Non esistono requisiti specifici per la conservazione dei prodotti. Tuttavia, si consiglia di conservare i dispositivi medici in un ambiente pulito e asciutto.

⚠ Malattia di Creutzfeldt-Jakob

Per quanto riguarda il ricondizionamento dei dispositivi medici che sono stati utilizzati su pazienti affetti o sospettati di essere affetti dalla malattia di Creutzfeldt-Jacob (CJD) o da una sua variante (vCJD), devono essere osservati i requisiti specificati nell'allegato corrispondente alla linea guida per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni e i requisiti specificati nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale Federale della Sanità. I dispositivi medici utilizzati su questo gruppo di pazienti devono essere smaltiti in modo sicuro mediante incenerimento (Catalogo Europeo dei Rifiuti CER 18 01 03). Il calore secco, l'etanolo, la formaldeide e la glutaraldeide hanno un effetto fissante ma non inattivante sugli agenti patogeni delle TSE. Tra i metodi di sterilizzazione disponibili, solo la sterilizzazione a vapore (in particolare 134° C, 18 min) ha dimostrato di avere un effetto limitato.

⚠ Strumenti appuntiti / taglienti

Prestare attenzione quando si maneggiano strumenti con punte o bordi affilati.

7 Prodotti combinati e accessori

I prodotti non vengono applicati con altri prodotti, ad eccezione dei bisturi, e senza accessori.

Bisturi con lame intercambiabili

I bisturi possono essere combinati con lame conformi alla norma DIN EN 27740. I bisturi sono progettati per essere compatibili con le figure 3 e 4 secondo la norma DIN 58849-2.

8 Responsabilità e garanzia

Dimeda Instrumente GmbH, in qualità di produttore, non è responsabile per i danni conseguenti derivanti da un uso o una manipolazione impropri. Ciò vale in particolare per l'uso non conforme allo scopo definito o per l'inosservanza delle istruzioni per il ritrattamento e la sterilizzazione. Ciò vale anche per riparazioni o modifiche al prodotto effettuate da personale non autorizzato dal produttore. Queste esclusioni di responsabilità si applicano anche ai servizi di garanzia.

9 Sterilità

⚠ Condizioni di consegna

I dispositivi medici vengono forniti in uno stato non sterile e devono essere preparati e sterilizzati dall'utente in conformità alle seguenti istruzioni prima del primo utilizzo e di ogni successivo.

10 Preparazione

⚠ Avvertenze

- Il frequente ritrattamento influisce sulla qualità dei prodotti.
- L'acqua cittadina da utilizzare deve essere conforme alla DIRETTIVA 98/83/CE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1998 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- I detergenti e i disinfettanti utilizzati per la convalida sono specificati nelle presenti istruzioni per il ricondizionamento. Se si utilizzano detergenti e disinfettanti alternativi (elencati da RKI o VAH), la responsabilità è del ricondizionatore.
- Riassembleare i prodotti smontati prima della sterilizzazione.
- Il ritrattamento deve essere effettuato esclusivamente da personale medico qualificato. Il ritrattamento delle macchine deve essere qualificato e convalidato presso l'utente. I termodisinfettatori devono essere pienamente conformi ai requisiti della norma DIN EN ISO 15883.

⚠ Luogo di utilizzo

Le prime fasi di un corretto ritrattamento iniziano già in sala operatoria. Se possibile, prima di gettare gli strumenti è necessario rimuovere lo sporco grossolano e i residui. A tale scopo, gli strumenti devono essere sciacquati con acqua fredda di rubinetto (< 40°C). Se questa procedura non è sufficiente a rimuovere la sporcizia evidente, è possibile utilizzare una spazzola di plastica morbida per rimuovere la sporcizia. Ove possibile, si dovrebbe preferire lo smaltimento a secco, poiché l'esposizione prolungata dei dispositivi medici alle soluzioni può causare danni materiali (ad es. corrosione) se vengono smaltiti bagnati. L'essiccazione dei residui deve essere evitata! Per entrambi i tipi di smaltimento si devono evitare lunghi tempi di attesa prima del ritrattamento, ad esempio durante la notte o il fine settimana (<60 minuti).

⚠ Trasporto

I prodotti devono essere smaltiti a secco immediatamente (<60 min) dopo l'applicazione, se possibile. Ciò significa che i prodotti devono essere trasportati in un contenitore chiuso dal luogo di applicazione al luogo di trattamento, in modo che non si verifichi l'essiccazione dei prodotti.

Istruzioni per l'uso

Strumenti da taglio

dimedda[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Valido da:

09.02.2023

Versione:

2

Preparazione alla decontaminazione

Se possibile, i prodotti devono essere disassemblati prima delle successive fasi di ricondizionamento o preparati alle ulteriori fasi di ricondizionamento in uno stato aperto. Si devono evitare le ombre di risciacquo. I prodotti devono essere preparati in appositi cestelli o vassoi di risciacquo (scegliere le dimensioni in base al prodotto). I prodotti devono essere fissati nel cesto di pulizia a una distanza minima l'uno dall'altro. Si deve evitare la sovrapposizione per evitare di danneggiare i prodotti durante il processo di pulizia.

Pre-pulizia

1. pulire completamente i prodotti sotto l'acqua fredda (qualità dell'acqua potabile di città <40°C) con una spazzola morbida.
2. sciacquare le cavità e i punti difficili da raggiungere, gli interstizi e le fessure dello strumento con una pistola a pressione per 60 secondi con acqua fredda (qualità dell'acqua potabile di città <40°C).
3. immergere i prodotti in un detergente alcalino (0,5% Neodisher Mediclean forte) in un bagno a ultrasuoni a 35 kHz per 5 minuti.
4. sciacquare i prodotti sotto acqua fredda (qualità dell'acqua potabile di città <40°C) per 15 secondi.
5. sciacquare le cavità e i punti difficili da raggiungere, gli interstizi e le fessure dello strumento con una pistola a pressione per 30 secondi con acqua fredda (acqua potabile di città di qualità <40°C).

Preparazione

Preparazione automatica

(Disinfettore Miele G7835 CD secondo la norma ISO 15883):

- 1 minuto di pre-pulizia
- Drenaggio dell'acqua
- 4 minuti di pre-pulizia
- Drenaggio dell'acqua
- 6 minuti Pulizia con un detergente alcalino (0,5% Neodisher Mediclean forte) a 58°C +/- 1°C
- Drenaggio dell'acqua
- 3 minuti di neutralizzazione (0,1% di NeodisherZ) con acqua fredda
- Drenaggio dell'acqua
- 2 minuti Pulizia con acqua fredda deionizzata.

Disinfezione automatica

Disinfezione termica automatica nel termodisinfettore, tenendo conto dei requisiti nazionali per il valore A0 ; ad esempio, valore A0 >3000:
Con 5 minuti a >95°C

Asciugatura automatica

Asciugatura automatica secondo il processo di asciugatura automatica del termodisinfettore per 30 minuti a 92°C +/- 2°C.

11 Sterilizzazione

(Autoclave di tipo B di Tuttnauer secondo DIN EN 13060)

Sterilizzazione dei prodotti mediante il processo di pre-vuoto frazionato (secondo DIN EN ISO 17665-1/ DIN EN 285) tenendo conto dei rispettivi requisiti nazionali. I prodotti devono essere sterilizzati in confezioni adatte alla sterilizzazione, in conformità alle norme DIN EN ISO 11607-1 e EN 868.

La sterilizzazione deve essere effettuata con un processo di pre-vuoto frazionato, con i seguenti parametri:

- 134°C,
- 5 minuti di attesa
- 3 cicli di pre-vuoto
- Asciugatura sotto vuoto per almeno 20 minuti

È necessario rispettare le istruzioni per l'uso del produttore dell'autoclave e le linee guida raccomandate per il carico massimo di materiale da sterilizzare. L'autoclave deve essere installata,

sottoposta a manutenzione, convalidata e calibrata secondo le norme vigenti.

⚠ Informazioni aggiuntive

Il responsabile del ricondizionamento è tenuto a garantire che il ricondizionamento effettivamente eseguito con le apparecchiature, i materiali e il personale utilizzati nella struttura di ricondizionamento raggiunga i risultati desiderati. Ciò richiede solitamente la convalida e il monitoraggio di routine del processo e delle apparecchiature utilizzate.

12 Manutenzione-Controllo-Ispezione

Raffreddare gli strumenti a temperatura ambiente!

Ispezione visiva (prima dell'assemblaggio):

Controllare la superficie degli strumenti o dei singoli componenti prima dell'assemblaggio. È necessario prestare particolare attenzione al controllo dei giunti (parte finale), dei profili, delle scanalature e di altre strutture di difficile accesso:

- Ci sono residui di sporco o residui?
In caso affermativo, procedere a una nuova pulizia manuale e a una nuova pulizia e disinfezione completa della macchina.
- Sono visibili tracce di corrosione (ruggine, pitting)?
- La superficie è danneggiata da crepe (comprese le crepe capillari) o da altri segni di usura?
- L'iscrizione sullo strumento non è più leggibile?

In tal caso, lo strumento in questione deve essere contrassegnato e immediatamente scartato e sostituito.

Montaggio e manutenzione

- Assemblare gli strumenti smontati in modo funzionalmente corretto.
- Trattare manualmente le parti mobili come giunture, filettature e superfici di scorrimento con un olio per strumenti idoneo e approvato dal punto di vista medico (prodotto per la cura sterilizzabile a vapore a base di paraffina/olio bianco, biocompatibile secondo lo standard UE).
- Distribuire l'olio nel giunto aprendo e chiudendo più volte, rimuovere il prodotto in eccesso con un panno pulito e privo di lanugine.

Non utilizzare olio minerale o lubrificante al silicone! Non immergere completamente gli strumenti nel prodotto di cura!

Test di funzionamento

Durante il test funzionale, prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti e ai possibili malfunzionamenti:

- Nessun danno, ad esempio punte rotte, parti piegate o allentate (viti)
- Chiusura perfetta delle ganasce
- Funzionamento corretto e sicuro di fermi e serrature
- Movimento facile e uniforme delle maniglie, movimento con il minimo gioco possibile
- Funzione di taglio impeccabile per le forbici
- Pressione dei pali e delle molle in ordine (punzoni, pinze per sgorbie, ecc.)
- Pervietà del lume
- Nessun altro segno di usura, ad esempio su guarnizioni, isolamento o rivestimenti.

Se durante il test funzionale vengono riscontrati dei difetti, gli strumenti devono essere contrassegnati ed esclusi dall'ulteriore utilizzo senza alcun dubbio.

13 Durata del prodotto

La durata dei prodotti deriva dal loro funzionamento, da un delicato ricondizionamento in conformità alle presenti istruzioni e da un'attenta manipolazione degli strumenti. Pertanto, non è possibile stabilire un limite al numero di cicli di ritrattamento in generale. Ciononostante, sono stati simulati 100 cicli di ritrattamento, che non hanno mostrato alcuna compromissione della funzionalità, della biocompatibilità e dell'identificazione dei prodotti. L'utente riconosce la fine del ciclo di

utilizzo dai possibili difetti e dalle caratteristiche limitanti dei prodotti indicati in manutenzione, ispezione e test.

14 Assistenza e riparazione

⚠ Assistenza e riparazione

Non eseguire riparazioni o modifiche al prodotto sul proprio sito. Questo compito spetta esclusivamente al personale autorizzato dal produttore. Per eventuali reclami, richieste o informazioni sui nostri prodotti, contattateci.

⚠ Trasporto di ritorno

I prodotti difettosi o non conformi devono aver superato l'intero processo di rigenerazione prima di essere restituiti per la riparazione/assistenza.

15 Imballaggio, stoccaggio e smaltimento

Lo strumento viene inserito in un imballaggio standardizzato adatto al rispettivo prodotto o in vaschette di sterilizzazione conformi alle norme DIN EN ISO 11607-1 e EN 868 e sigillato. Conservare i prodotti sterili in un ambiente asciutto, pulito e privo di polvere, al riparo da danni, a temperature moderate.

I dispositivi medici del produttore devono essere conservati e custoditi in confezioni, scatole o contenitori protettivi individuali. Maneggiare gli strumenti con la massima cura durante il trasporto, lo stoccaggio e il ritrattamento. Il mantenimento dello stato di sterilità dopo il processo di sterilizzazione deve essere garantito dall'utente o dal personale specializzato designato a tale scopo. Lo smaltimento dei prodotti, del materiale di imballaggio e degli accessori deve essere effettuato in conformità alle normative e alle leggi nazionali vigenti. Il produttore non fornisce istruzioni specifiche in merito.

16 Requisiti di rendicontazione

I difetti del prodotto che si sono verificati durante l'uso corretto dei nostri prodotti devono essere segnalati direttamente a noi come produttore o al vostro rivenditore specializzato.

I difetti in cui pazienti, utenti o terzi sono stati danneggiati dai prodotti (i cosiddetti incidenti da segnalare) devono essere immediatamente segnalati al produttore e, se del caso, all'autorità competente e responsabile. La segnalazione degli incidenti deve avvenire immediatamente dopo il loro verificarsi, in modo da poter rispettare le importanti scadenze di segnalazione.

I prodotti interessati devono essere scartati, ritrattati e inviati al produttore per essere esaminati. Il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di aiutarvi a farlo.

Dopo aver ricevuto la vostra notifica, vi informeremo in tempi ragionevoli sulle ulteriori misure necessarie.

17 Informazioni aggiuntive

Se i prodotti chimici e le macchine qui descritte non sono disponibili e se il processo di ritrattamento non deve essere eseguito come descritto, è responsabilità dell'utente convalidare il proprio processo di conseguenza.

Ulteriori istruzioni per il ricondizionamento dei dispositivi medici:

- Internet: <http://www.rki.de>
- Internet: <http://www.a-k-i.org>
- Requisiti per l'igiene nel ricondizionamento dei dispositivi medici Raccomandazione della Commissione per l'igiene ospedaliera e la prevenzione delle infezioni dell'Istituto Robert Koch (RKI) e dell'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici (BfArM) sui "Requisiti per l'igiene nel ricondizionamento dei dispositivi medici".
- DIN 96298-4 Controllo delle funzioni nel processo di ritrattamento

Istruzioni per l'uso

Strumenti da taglio

dimeda[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Valido da:

09.02.2023

Versione:

2

18 Documenti applicabili

Le istruzioni per il corretto smontaggio dei prodotti elencati sono disponibili sul nostro sito web: www.dimeda.de/ifu.

- Istruzioni per lo smontaggio degli strumenti

19 Descrizione dei simboli utilizzati

	Attenzione!
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Numero di articolo
	Designazione del lotto
	marchio CE, se applicabile m numero di identificazione dell'organismo notificato.
	Indicazione per il prodotto non sterile
	Nome e indirizzo del produttore
	Data di produzione
	Dispositivo medico
	Unique Device Identification, codice per l'identificazione di un prodotto
	Numero di registrazione del produttore nel database EUDAMED