

Instrucciones de uso

Instrumentos de corte

dimedada[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Válido a partir de: **16.07.2025** Versión: **04**



Dimeda Instruments GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Tel:+49 (0) 7462 / 9461-0
Fax: +49 (0) 7462 / 9461-33
<http://www.dimedada.de>
info@dimedada.de

SRN DE-MF-000005584

1 Nota importante



Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de cada utilización y manténgalas fácilmente accesibles para el usuario o el personal especializado pertinente.



Lea atentamente las advertencias marcadas con este símbolo. El uso inadecuado de los productos puede provocar lesiones graves al paciente, al usuario o a terceros.

2 Ámbito de aplicación

Los instrumentos sólo pueden ser utilizados para los fines previstos en las especialidades médicas por personal debidamente formado y cualificado. El médico tratante o el usuario es responsable de seleccionar los instrumentos para aplicaciones específicas o uso quirúrgico, de proporcionar la formación e información adecuadas y de tener suficiente experiencia en el manejo de los instrumentos.

3 Productos / Uso previsto

Los instrumentos de corte están destinados a tratamientos invasivos desde el punto de vista quirúrgico y, en parte, también a tratamientos no invasivos desde el punto de vista quirúrgico en diversas especialidades médicas (de menos de 60 minutos). Corresponden a la clase de riesgo I/II.

Familia de productos tijeras	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Tijeras quirúrgicas 404279638727BW CE 0123	Instrumento para cortar tejido corporal, material de sutura u otro material quirúrgico.
Tijeras para uñas 404279638812BN CE	Instrumento para acortar las uñas de manos y pies.
Cortauñas 404279612695AA CE	Instrumento para cortar las uñas de un paciente o de una persona.
Tijeras para vendajes 4042796134819U CE	Instrumento para cortar vendas.
Tijeras para iris 404279613488AA CE 0123	Instrumento para cortar tejido durante una intervención quirúrgica en el iris del ojo.
Tijeras para orejas 404279633414A3 CE 0123	Instrumento para la resección de tejido durante la cirugía del oído.
Tijeras de hilo 4042796135029B CE 0123	Instrumento para cortar material de sutura o ligadura durante una intervención quirúrgica.
Tijeras para amígdalas 404279616520A2 CE 0123	Instrumento para resecar tejido amigdalino en una intervención de ORL.
Tijeras para nariz 404279613495A7 CE 0123	Instrumento para resecar tejido de la nariz y estructuras asociadas en ORL o cirugía plástica.
Tijeras para cordón umbilical 4042796326029X CE 0123	Instrumento para cortar el cordón umbilical después del nacimiento.

Cizallas para yeso 404279646314AW CE	Instrumento para cortar moldes de escayola y varias capas de material grueso.
Tijeras rectales 40427961350199 CE 0123	Instrumento para la resección de tejido en cirugía rectal.
Cizallas de enucleación 404279613487A8 CE 0123	Instrumento para cortar el tejido durante una operación de enucleación del ojo y/o estructuras vecinas.
Tijeras rígidas para endoscopia 404279646421AY CE 0123	Instrumento para cortar tejido o material de sutura durante un procedimiento endoscópico.
Familia de productos Microcizallas	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Microtijeras 404279644354AU CE 0123	Instrumento para separar estructuras tisulares finas o vasos durante intervenciones quirúrgicas.
Familia de productos Instrumentos de corte	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Mango de bisturí 40427961223594 CE 0123	Componente intercambiable de un bisturí que funciona como mango y en el que se monta una cuchilla adecuada.
Bisturí, reutilizable 404279635141A5 CE 0123	Instrumento para cortar o diseccionar tejidos (hoja no sustituible).
Cuchillo de amputación 404279635131A2 CE 0123	Instrumento para la amputación quirúrgica de un miembro.
Cuchillo periodontal 404279641544AE CE 0123	Instrumento para la escisión de encías y otros tejidos blandos orales durante la cirugía periodontal.
Cuchillo de amígdalas 4042796122559A CE 0123	Instrumento para extirpar las amígdalas en una intervención quirúrgica.
Cuchillo de nariz 404279638103AJ CE 0123	Instrumento para resecar las estructuras internas de la nariz.
Cuchillo de orejas 40427961224597 CE 0123	Instrumento para cortar y diseccionar tejido anatómico de la oreja durante una intervención quirúrgica.
Bisturí oftalmológico 404279632764AS CE 0123	Instrumento para realizar incisiones precisas en el tejido ocular durante intervenciones quirúrgicas en el ojo y las estructuras vecinas.
Cuchillo para cartilago 404279637840BL CE 0123	Instrumento para cortar, raspar o contornear el cartilago durante una intervención quirúrgica.
Navaja 404279645078B2 CE 0123	Instrumento para eliminar el vello facial o corporal de un paciente.
Cuchillo de escayola 404279635140A3 CE	Instrumento para cortar o recortar escayolas endurecidas.
Cuchillo para menisco 404279635138AG CE 0123	Instrumento para cortar el menisco.
Cuchillo laríngeo 404279638105AN CE 0123	Instrumento para resecar las estructuras de la laringe durante la cirugía (ORL).

Myommesser 404279637835BT CE 0123	Instrumento para extirpar los miomas.
Familia de productos Instrumentos de corte Pin & Wire	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Cortador de alambre 404279632885B7 CE	Instrumento para cortar alambres ortopédicos, cerclajes y agujas finas o alfileres.
Familia de productos Cinceles y osteotomos	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Cinzel ortopédico 404279632853AS CE 0123	Instrumento con una sola hoja biselada para cortar y contornear huesos.
Osteótomo dental 404279644887C4 CE 0123	Instrumento para dar forma y compactar el hueso durante una osteotomía dental.
Familia de productos Rongeurs	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Cirujano ortopédico 404279632853AS CE 0123	Instrumento de acción cortante/mordedora para la extracción de hueso en cirugía ortopédica.
Rongeur nasal 404279633442A8 CE 0123	Instrumento para la resección de tejido duro o sólido (por ejemplo, hueso o cartilago) de las fosas nasales mediante acción de corte/mordisco.
Costilla rongeur 404279635317AJ CE 0123	Instrumento para cortar y acortar los huesos de las costillas y para redondear los muñones de las costillas.
Cortador de huesos 40427961045596 CE 0123	Instrumento para seccionar un hueso por corte.
Familia de productos Dermatome	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Dermatomo manual 404279638797CK CE 0123	Instrumento para obtener delgados colgajos de piel donante para trasplantes cutáneos o para la escisión de pequeñas lesiones cutáneas.
Familia de productos Uretrotomo	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Uretrotomo 404279617633AP CE 0123	Instrumento para abrir las estenosis de la uretra.
Familia de productos de punzonado	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Golpe en el hueso 40427961323193 CE 0123	Instrumento con acción de corte/mordisco para separar pequeñas secciones óseas.
Punzon para dique de goma 404279635553AY CE	Instrumento para hacer agujeros en los paños de los diques de goma para poder colocarlos sobre las coronas dentales.
Punción amigdalina 404279632364A6 CE 0123	Instrumento con acción cortante/mordedora para extirpar las amígdalas durante una amigdalectomía.
Pinzas quirúrgicas de biopsia 404279611775A2 CE 0123	Instrumento para tomar muestras de biopsia de tumores u otros tejidos durante una intervención quirúrgica.
Familia de productos bordoneros	
(Base UDI-DI)	Uso previsto
Adenotome 40427961002589 CE 0123	Instrumento para la extirpación del tejido linfático hipertrófico de la nasofaringe.

Instrucciones de uso

Instrumentos de corte

dimedada[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Válido a partir de: **16.07.2025** Versión: **04**

Cabestrillo de lentejas 4042796123199B CE 0123	Instrumento para la extracción manual del cristalino y para la manipulación y/o irrigación suave del tejido ocular.
Lazo nasal 404279615676AT CE 0123	Instrumento para la resección de tejido anormal en la nariz durante la cirugía ORL.
Orejera 4042796310208U CE 0123	Instrumento para la resección de tejido anormal en el oído durante la cirugía ORL.
Bucle amigdalino 4042796136329R CE 0123	Instrumento para extirpar las amígdalas durante la cirugía ORL.

4 Contraindicaciones

Los instrumentos sólo pueden ser utilizados para los fines previstos por personal debidamente formado y cualificado. Los productos no están destinados a ser utilizados en el corazón ni en el sistema circulatorio y nervioso central.

Los productos no están diseñados para conectarse a dispositivos médicos activos. Existe riesgo de lesiones para pacientes y usuarios si se utilizan al mismo tiempo dispositivos de alta frecuencia, radiofrecuencia o láser.

Contraindicaciones específicas del producto

Dermatoma manual:

- Lecho de la herida contaminado bacteriológicamente
- Lecho de la herida no vascularizado (tendones, huesos, cápsula articular)
- Fuerte carga mecánica en el punto receptor
- Vasos o nervios expuestos
- Implantes expuestos
- Defectos estéticos de la cara
- Relativo: Defectos en el lado de flexión de las articulaciones (contracción secundaria de los trasplantes)

Uretrotomos:

- Infección urinaria
- Trastornos de la coagulación

Instrumentos de caja:

- Agranulocitosis
- Leucemia
- Trastornos de la coagulación
- Insuficiencia cardiovascular

5 Complicaciones / efectos secundarios

⚠ General:

Tras el contacto con el instrumento, pueden desencadenarse reacciones de hipersensibilidad en un paciente con intolerancia material al acero inoxidable. En caso de producirse una reacción de este tipo, debe cancelarse inmediatamente el procedimiento y tomarse las medidas necesarias.

Durante el seguimiento del mercado se identificaron otras posibles complicaciones/efectos secundarios:

⚠ Complicaciones / efectos secundarios / riesgos relacionados con el tratamiento

General:

- Lesiones en los vasos y tejidos circundantes
- Lesión nerviosa

Dermatomos manuales:

- Extracción de injertos demasiado profundos debido a que el dermatoma no se ha colocado correctamente: en este caso, el injerto puede volver a fijarse inmediatamente en la zona donante como un injerto o esta zona de elevación puede cubrirse con otro injerto recolectado correctamente.

Uretrotomos:

- Lesión iatrogénica de la uretra debida a un control inadecuado de la incisión.
- Sangrado de la uretra
- Hematoma peneano o escrotal

- Infección urinaria, uretritis, prostatitis, epididimitis
- Perforación uretral con formación de una vía falsa
- Desviación peneana

Instrumentos de caja:

Riesgos asociados a la amigdalectomía

- Post-sangrado
- Cirugía de revisión por hemorragia secundaria
- Daños en los dientes
- Daño nervioso
- Obstrucción de las vías respiratorias (edema)
- Enfitema
- Alteraciones del gusto

⚠ Complicaciones / efectos secundarios / riesgos relacionados con el producto

Durante el seguimiento del mercado se identificaron otras posibles complicaciones/efectos secundarios:

Tijeras:

- Rotura
- Posible perforación no deseada

Instrumentos de corte:

- Información incorrecta en la AG sobre el desmontaje del instrumento
- Rotura de las cuchillas
- Rotura de los extremos de trabajo por movimientos de palanca
- Ingestión de componentes tras rotura

Instrumentos de corte, alfileres y cables:

- Rotura del filo de corte, componentes
- Corte defectuoso

Cinceles, osteotomos:

- Rotura del filo de corte, componentes
- Corte defectuoso
- Oxido en la hoja
- Cuchillas no compatibles con el mango
- Etiquetado incorrecto
- Residuos (reprocesamiento)
- Cuchillas romas

Rongeurs

- Fractura de las mandíbulas

6 Precauciones y advertencias

⚠ ¡Atención!

Los instrumentos están diseñados exclusivamente para uso quirúrgico y no deben utilizarse para ningún otro fin. Un manejo y cuidado inadecuados, así como un uso incorrecto, pueden provocar un desgaste prematuro del instrumental.

⚠ Incompatibilidad de materiales

Los productos sanitarios no deben utilizarse en ningún caso si el usuario o el personal especializado tienen conocimiento de que el paciente presenta intolerancias materiales.

⚠ Deterioro funcional

Los instrumentos quirúrgicos se corroen y su funcionamiento se ve afectado si entran en contacto con sustancias agresivas. Por este motivo, es esencial seguir las instrucciones de reprocesamiento y esterilización.

⚠ Condiciones de funcionamiento

El mantenimiento y cuidado correctos de los productos son esenciales para garantizar un funcionamiento seguro de los mismos. Además, antes de cada uso debe realizarse una inspección funcional y visual. Para ello, consulte los apartados correspondientes de estas instrucciones de uso.

⚠ Combinación con otros productos

Si los instrumentos se vuelven a montar después de desmontarlos, las piezas individuales no deben sustituirse por piezas de otros fabricantes. Si las piezas son intercambiables debido al uso previsto

del producto (por ejemplo, diferentes insertos de trabajo), ¡no deben utilizarse piezas de otros fabricantes! También recomendamos adquirir otros accesorios (por ejemplo, productos de cuidado) de Dimeda Instrumente GmbH.

⚠ Almacenamiento

No existen requisitos específicos para el almacenamiento de los productos. No obstante, recomendamos almacenar los productos sanitarios en un entorno limpio y seco.

⚠ Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Con respecto al reprocesamiento de productos sanitarios que hayan sido utilizados en pacientes que padezcan la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ) o su variante (VECJ) o casos sospechosos de la enfermedad, deberán cumplirse los requisitos especificados en el anexo correspondiente de la directriz para la higiene hospitalaria y la prevención de infecciones y los requisitos especificados en las publicaciones del Boletín Federal de Sanidad. Los productos sanitarios que se hayan utilizado en este grupo de pacientes deberán eliminarse de forma segura mediante incineración (Catálogo Europeo de Residuos CER 18 01 03). El calor seco, el etanol, el formaldehído y el glutaraldehído tienen un efecto fijador pero no inactivador sobre los patógenos de las EET. De los métodos de esterilización disponibles, sólo la esterilización por vapor (en particular 134° C, 18 min) ha demostrado tener un efecto limitado.

⚠ Instrumentos puntiagudos / afilados

Debe tenerse cuidado al manipular instrumentos con puntas o bordes afilados.

7 Productos combinados y accesorios

Los productos no se utilizan con otros productos, excepto los bisturíes, y se ofrecen sin accesorios.

Bisturíes con cuchillas intercambiables

Los escalpelos pueden combinarse con cuchillas conforme a la norma DIN EN 27740. Los bisturíes están diseñados para ser compatibles con las figuras 3 y 4 según DIN 58849-2.

8 Responsabilidad y garantía

Dimeda Instrumente GmbH, como fabricante, no se hace responsable de los daños derivados de un uso o manipulación inadecuados. Esto se aplica en particular al uso no conforme con la finalidad definida o a la inobservancia de las instrucciones de reprocesamiento y esterilización. Esto también se aplica a las reparaciones o modificaciones del producto realizadas por personal no autorizado por el fabricante. Estas exclusiones de responsabilidad también se aplican a los servicios de garantía.

9 Esterilidad

⚠ Condiciones de entrega

Los productos sanitarios se suministran en un estado no estéril y deben ser preparados y esterilizados por el usuario de acuerdo con las siguientes instrucciones antes del primer uso y de cada uso posterior.

10 Preparación

⚠ Advertencias

- El reprocesamiento frecuente perjudica la calidad de los productos.
- Las aguas urbanas que se utilicen deben cumplir la Directiva (UE) 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
- Los agentes de limpieza y desinfectantes utilizados para la validación se especifican en estas instrucciones de reprocesamiento. Si se utiliza un agente de limpieza y desinfectante alternativo (de la lista RKI o VAH), la responsabilidad recae en el reprocesador.
- Vuelva a montar los productos desmontados antes de esterilizarlos.

Instrucciones de uso

Instrumentos de corte

dimedda[®]
SURGICAL INSTRUMENTS

Válido a partir de: **16.07.2025** Versión: **04**

- El reprocesamiento sólo puede ser realizado por personal médico especializado. El reprocesamiento automatizado debe ser cualificado y validado por el usuario. Las lavadoras desinfectadoras deben cumplir plenamente los requisitos de la norma DIN EN ISO 15883.
- La esterilización debe ser cualificada y validada por el usuario. Los autoclaves deben cumplir plenamente los requisitos de la norma DIN EN ISO 17665.

Lugar de utilización

Los primeros pasos para un reprocesamiento adecuado comienzan en el quirófano. Si es posible, la suciedad gruesa y los residuos deben eliminarse antes de guardar el instrumental. Para ello, los instrumentos deben enjuagarse con agua fría del grifo (< 40°C). Si este procedimiento no es suficiente para eliminar la suciedad evidente, se puede utilizar un cepillo de plástico suave para eliminar la suciedad. Siempre que sea posible, es preferible la eliminación en seco, ya que la inmersión prolongada de los productos sanitarios en soluciones puede provocar daños materiales (por ejemplo, corrosión). Debe evitarse el secado de los residuos. En ambos tipos de eliminación deben evitarse tiempos de espera prolongados antes del reprocesamiento, por ejemplo durante la noche o el fin de semana (<60 minutos).

Transporte

Si es posible, los productos deben eliminarse en seco inmediatamente (<60 min) después de su uso. Esto significa que los productos deben transportarse en un contenedor cerrado desde el lugar de aplicación hasta la zona de procesado para que los productos no se sequen.

Preparación para la descontaminación

Si es posible, los productos deben desmontarse antes de las fases de reprocesamiento posteriores o introducirse en las fases de reprocesamiento posteriores en estado **abierto**. Evitar las sombras de aclarado. Los productos deben procesarse en cestas de tamizado o bandejas de aclarado adecuadas (seleccionar el tamaño en función del producto). Los productos deben colocarse a una distancia mínima unos de otros en la cesta de limpieza. Evite que se solapen para no dañar los productos durante el proceso de limpieza.

Limpieza previa

- Limpie previamente los productos por completo con un cepillo suave bajo el chorro de agua fría (calidad del agua potable de ciudad <40°C).
- Aclare las cavidades y las zonas de difícil acceso, los huecos y las rendijas del instrumento con agua fría (agua potable de calidad urbana <40°C) durante 60 segundos utilizando una pistola de agua a presión.
- sumergir los productos en un limpiador alcalino (Neodisher Mediclean forte al 0,5 %) en un baño ultrasónico a 35 kHz durante 5 min.
- Aclarar los productos bajo agua fría (calidad del agua potable de la ciudad <40°C) durante 15 segundos.
- Aclare las cavidades y las zonas de difícil acceso, los huecos y las rendijas del instrumento con agua fría (agua potable de calidad urbana <40°C) durante 30 segundos utilizando una pistola de agua a presión.

Preparación

Preparación automática

(Desinfectadora Miele G7835 CD según ISO 15883):

- 1 minuto de limpieza previa
- Drenaje del agua
- 4 minutos de limpieza previa
- Drenaje del agua
- 6 minutos de limpieza con un limpiador alcalino (0,5 % Neodisher Mediclean) a 58°C +/- 1°C
- Drenaje del agua

- 3 minutos de neutralización (0,1 % NeodisherZ) con agua fría
- Drenaje del agua
- 2 minutos de limpieza con agua fría baja en gérmenes y endotoxinas (máx. 10 gérmenes/ml y máx. 0,25 unidades de endotoxina/ml)

Desinfección automática

Desinfección térmica automática en lavadora desinfectadora, teniendo en cuenta los requisitos nacionales para el valor A; por ejemplo, valor A >3000:
Con 5 minutos a >92°C

Secado automático

Secado automático según el proceso de secado automático de la lavadora desinfectadora durante 30 minutos a 92°C +/- 2°C.

11 Esterilización

(Autoclave tipo B de Tuttnauer según DIN EN 13060)

Esterilización de los productos mediante el proceso de prevacío fraccionado (de conformidad con DIN EN ISO 17665-1/ DIN EN 285), teniendo en cuenta los requisitos nacionales respectivos. Los productos deben esterilizarse en envases de esterilización adecuados de conformidad con las normas DIN EN ISO 11607-1 y EN 868.

Tenga en cuenta el capítulo 12 antes de embalar.

La esterilización debe realizarse mediante un proceso de prevacío fraccionado con los siguientes parámetros:

- 134°C,
- Al menos 5 minutos de mantenimiento
- 3 ciclos de prevacío
- Secado al vacío durante al menos 20 minutos

Deben observarse las instrucciones de uso del fabricante del autoclave y las directrices recomendadas para la carga máxima de material de esterilización. El autoclave debe instalarse, mantenerse, validarse y calibrarse de acuerdo con la normativa.

Información complementaria

El reprocesador es responsable de garantizar que el reprocesamiento realmente realizado con el equipo, los materiales y el personal utilizados en la instalación de reprocesamiento logre los resultados deseados. Por lo general, esto requiere la validación y el control rutinario del proceso y del equipo utilizado.

12 Mantenimiento-inspección-pruebas

Enfríe los instrumentos a temperatura ambiente.

Inspección visual (antes del montaje):

Compruebe la superficie de los instrumentos o componentes individuales antes del montaje. Debe prestarse especial atención a la comprobación de juntas (pieza final), perfiles, ranuras y otras estructuras de difícil acceso:

- ¿Hay restos de suciedad o residuos?
En caso afirmativo, vuelva a realizar una limpieza manual y una limpieza y desinfección mecánicas completas.
- ¿Se ven rastros de corrosión (óxido, picaduras)?
- ¿Está la superficie dañada por grietas (incluidas grietas finas) u otros signos de desgaste?
- ¿El etiquetado del instrumento ya no es legible?

Si es así, el instrumento en cuestión debe etiquetarse e inmediatamente desecharse y sustituirse.

Montaje y mantenimiento

- Montar los instrumentos desmontados de manera funcional.
- Trate manualmente las piezas móviles, como articulaciones, roscas y superficies

deslizantes, con aceite para instrumentos adecuado y autorizado por un médico (producto de cuidado esterilizable por vapor a base de parafina/aceite blanco, biocompatible según la norma de la UE). Norma UE) manualmente.

- Distribuya el aceite en la junta abriéndola y cerrándola varias veces, retire el exceso de producto de cuidado con un paño limpio y sin pelusa

No utilice aceite mineral ni lubricante de silicona.
No sumerja completamente los instrumentos en el producto de cuidado.

Prueba de funcionamiento

Durante la prueba de funcionamiento, preste especial atención a los siguientes aspectos y posibles averías:

- Sin daños, como puntas rotas, piezas dobladas o sueltas (tornillos).
- Cierre impecable de las mandíbulas
- Funcionamiento correcto y seguro de retenes y cierres
- Movimiento fácil y uniforme de las empuñaduras, marcha con la menor holgura posible
- Función de corte impecable para tijeras
- Sujeción y presión de resorte en orden (punzones, gubias, etc.)
- Consistencia del lumen
- No hay otros signos de desgaste, por ejemplo, en las juntas, el aislamiento o los revestimientos.

Si se detectan defectos durante la prueba de funcionamiento, los instrumentos deben etiquetarse y excluirse absolutamente de cualquier uso posterior.

13 Vida útil de los productos

La vida útil de los productos depende de su funcionamiento, de un reprocesamiento cuidadoso conforme a estas instrucciones y de una manipulación cuidadosa de los instrumentos. Por lo tanto, no es posible establecer un límite general para el número de ciclos de reprocesamiento. El usuario puede reconocer el final de la vida útil con respecto a la funcionalidad o identidad de los productos por los posibles fallos y propiedades limitantes de los productos especificados en el apartado Mantenimiento, inspección y pruebas, y la biocompatibilidad sólo puede garantizarse hasta 350 ciclos de reprocesamiento. Después, los productos deberán eliminarse.

14 Servicio y reparación

Servicio y reparación

No realice usted mismo ninguna reparación o modificación en el producto. Sólo el personal autorizado del fabricante es responsable y está destinado a ello. Si tiene alguna queja, reclamación o comentario sobre nuestros productos, póngase en contacto con nosotros.

Transporte de vuelta

Los productos defectuosos o no conformes deben haber pasado por todo el proceso de reacondicionamiento antes de ser devueltos para su reparación/servicio.

15 Envasado, almacenamiento y eliminación

Almacenar los productos estériles en un ambiente seco, limpio y sin polvo, protegidos de daños, a temperaturas moderadas.

Los productos sanitarios del fabricante deben almacenarse y guardarse en embalajes individuales, cajas o contenedores protectores. Manipule los instrumentos con sumo cuidado durante el transporte, el almacenamiento y el reprocesamiento. El mantenimiento del estado estéril tras el proceso de esterilización debe ser garantizado por el usuario o por el personal especializado designado a tal efecto.

La eliminación de los productos, el material de embalaje y los accesorios debe realizarse de acuerdo con las normativas y leyes nacionales

Instrucciones de uso

Instrumentos de corte

Válido a partir de:

16.07.2025

Versión:

04

aplicables. El fabricante no facilita instrucciones específicas al respecto.

16 Obligaciones de información

Los defectos del producto que se hayan producido durante el uso correcto de nuestros productos deben comunicarse directamente a nosotros como fabricante o a su distribuidor autorizado.

Los defectos en los que pacientes, usuarios o terceros hayan resultado perjudicados por los productos (los llamados incidentes notificables) deben comunicarse inmediatamente al fabricante y, si procede, a su autoridad competente. Los incidentes deben notificarse inmediatamente después de producirse para que puedan cumplirse los plazos de notificación importantes.

Los productos afectados deben desecharse, reacondicionarse y enviarse al fabricante para su comprobación. Su distribuidor autorizado estará encantado de ayudarle.

Tras recibir su informe, le informaremos en un plazo razonable sobre las medidas adicionales necesarias.

MD	Productos sanitarios
UDI	Identificación única de dispositivo, código para identificar un producto
SRN	Número de registro del fabricante en la base de datos EUDAMED

17 Información complementaria

Más información sobre el reprocesamiento de productos sanitarios:

- Internet: <http://www.rki.de>
- Internet: <http://www.a-k-i.org>
- Requisitos de higiene para el reprocesamiento de productos sanitarios Recomendación de la Comisión de Higiene Hospitalaria y Prevención de Infecciones del Instituto Robert Koch (RKI) y del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (BfArM) sobre los "Requisitos de higiene para el reprocesamiento de productos sanitarios".
- DIN 96298-4 Comprobación funcional en el proceso de preparación

18 Documentos aplicables

Encontrará instrucciones sobre cómo desmontar correctamente los productos enumerados en nuestra página de inicio:

<https://www.dimedada.de/demontageanleitungen/>

- Instrucciones de desmontaje de los instrumentos

19 Descripción de los símbolos utilizados

	¡Atención!
	Siga las instrucciones de uso
REF	Número de artículo
LOT	Designación del lote
	Marca CE, si procede, con el número de identificación del organismo notificado.
	Indicación del producto no estéril
	Nombre y dirección del fabricante
	Fecha de fabricación