

**dimeda**<sup>®</sup>  
SURGICAL INSTRUMENTS



## MF-KOPFHALTESYSTEME

MF-HEADREST SYSTEMS

# [ DAS UNTERNEHMEN ]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht gespielt, sie retten Leben.“

*„Our instruments are not to play, they save lifes.“*



## [DEUTSCH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizinbranche tätig. Wir bieten ein komplettes Programm chirurgischer Instrumente an. Im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wünsche, Ansprüche und Anforderungen sind für uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb ist absolute Kundenorientierung für uns oberstes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanagement ist ein essentieller Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhängig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Qualität verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser umfassendes Lager garantiert schnelle Lieferzeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig sein, so können diese durch einen speziellen Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und versendet werden. Alle Instrumente und Geräte aus unserem Sortiment werden von geschulten und erfahrenen Fachkräften mit handwerklichem Geschick unter Einsatz modernster Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei kommen ausnahmslos Materialien zum Einsatz, die unseren besonders hohen Qualitätsstandards genügen. Unsere Produktpalette mit mehr als 23.000 verschiedenen Standardinstrumenten für die Human-, Dental und Veterinärmedizin wird durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig erweitert und nach dem neuesten Stand der Technik optimiert.

## [ENGLISH]

Since 1976 we have been working successfully in the medical field. The focus of all our measures and activities is the customer. His wishes, demands and requirements are a daily challenge for us. Therefore, customer service is our top priority. It effects our business policy and is a permanent task for every member of our team. For this reason we are prepared for the future at any time. Our Quality Management is an essential component in our long-term company strategy in which every single employee is involved and which is supported by a common feeling. Every DIMEDA employee feels himself responsible for observance of quality no matter in which department he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick delivery times. Articles which are not available ex stock can be supplied in a short time due to a special service. All instruments and devices of our product range are manufactured by well-trained and experienced skilled workers with special craftsmanship and by use of most modern machines and equipment. We only use materials which meet our high quality standards. Our product range with more than 23,000 different standard instruments for Human, Dental and Veterinary medical applications is permanently increased and optimized as per the state of the art by the close cooperation of our domestic and foreign customers, physicians and scientists.



# [LOGISTIK]

„Einmal um die ganze Welt“


*„All around the world.“*

## [DEUTSCH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

## [ENGLISH]

*Since 40 years physicians and surgeons all over the world are using our surgical instruments. There is hardly a country where we do not have a distributor.*




01	<b>STANDARD MF-SYSTEM</b> <i>STANDARD MF-SYSTEM</i>		1 - 10
	MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER <i>MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP</i>		2
	MF-AUFSATZHALTESYSTEM <i>MF-RETRACTOR SYSTEM</i>		5
	MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE <i>MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST</i>		8
02	<b>diBLACK MF-SYSTEM</b> <i>diBLACK MF-SYSTEM</i>		11 - 18
	diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER <i>diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP</i>		12
	diBLACK MF-AUFSATZHALTESYSTEM <i>diBLACK MF-RETRACTOR SYSTEM</i>		15
	diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE <i>diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST</i>		16
	diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM SET <i>diBLACK MF-HEADREST SYSTEM SET</i>		18
03	<b>TISCHANBINDUNGEN FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM</b> <i>TABLE ADAPTERS FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM</i>		19 - 22
04	<b>ZUBEHÖR FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM</b> <i>ACCESSORIES FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM</i>		23 - 24
05	<b>CT/MRT KOMPATIBLES MF-SYSTEM</b> <i>CT/MRI COMPATIBLE MF-SYSTEM</i>		25 - 30
	CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER <i>CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP</i>		26
	CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE <i>CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST</i>		26
	CT/MRT KOMPATIBLE TISCHANBINDUNGEN <i>CT/MRI COMPATIBLE TABLE ADAPTERS</i>		29
06	<b>KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN</b> <i>POSSIBLE COMBINATIONS</i>		31 -34

# 01

◆ STANDARD MF-SYSTEM  
*STANDARD MF-SYSTEM*

**MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER**  
MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP




18.843.82

bestehend aus:  
consisting of:

		Menge Quantity
18.843.84	MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ MF-Adjustable base unit with clamp mount	1
18.843.86	MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable	1
18.843.88	MF-Schädelhalter MF-Skull clamp	1

MF-Schädelhalter  
MF-Skull clamp



18.843.88

► Pins sind separat zu bestellen  
Pins to be ordered separately

MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ  
MF-Adjustable base unit with clamp mount



18.843.84

MF-Klemmadapter  
MF-Clamping adapter



18.843.86

► 360° drehbar und kippbar  
360° rotatable and tiltable

## STANDARD MF-SYSTEM

### STANDARD MF-SYSTEM

Titan  
Titanium



Einmal-Gebrauch  
Single use

#### MF-PINS MF-PINS



18.843.92

► für Erwachsene  
for adults



18.843.94

► für Kinder  
for children



18.843.96

► für Erwachsene  
for adults



18.843.98

► für Kinder  
for children



18.843.93 Kunststoff  
PEEK

► für Erwachsene  
for adults



18.843.95 Kunststoff  
PEEK

► für Kinder  
for children



18.843.97 Kunststoff  
PEEK

► für Erwachsene  
for adults



18.843.99 Kunststoff  
PEEK

► für Kinder  
for children

**MF-AUFSATZHALTESYSTEM**  
**MF-RETRACTOR SYSTEM**



**18.843.50** MF-Aufsatzhaltesystem mit Zahnkranzplatten, beidseitig, zur Adaption von Zubehör (Viridis, Leyla etc.)  
MF-Retractor system with sprocket plates, two-sided, for adaption of accessories (Viridis, Leyla etc.)

bestehend aus:  
consisting of:

	Menge Quantity
18.844.71	MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm Set (1x rechts; 1x links) MF-Connection arm to skull clamp set (1x rights; 1x left)
18.844.73	MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme Ø 25,0 mm MF-Locking clutch for connection arm Ø 25,0 mm
18.844.83	MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte MF-Support rod with sprocket plate
18.844.74	MF-Arm Set gebogen, kurz, Ø 12,7 mm (1x rechts, 1x links) MF-Arm set curved, short, Ø 12,7 mm (1x right, 1x left)

**18.843.51** MF-Aufsatzhaltesystem mit Zahnkranzplatte, einseitig - rechts oder links, zur Adaption von Zubehör (Viridis, Leyla etc.)  
MF-Retractor system with sprocket plate, one sided - right or left, for adaption of accessories (Viridis, Leyla etc.)

bestehend aus:  
consisting of:

	Menge Quantity
18.844.71	MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm Set (1x rechts; 1x links) MF-Connection arm to skull clamp set (1x rights; 1x left)
18.844.73	MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme Ø 25,0 mm MF-Locking clutch for connection arm Ø 25,0 mm
18.844.83	MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte MF-Support rod with sprocket plate
18.844.74	MF-Arm Set gebogen, kurz, Ø 12,7 mm (1x rechts, 1x links) MF-Arm set curved, short, Ø 12,7 mm (1x right, 1x left)

## STANDARD MF-SYSTEM

STANDARD MF-SYSTEM



► MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm-Set  
MF-Connection arm to skull clamp set



18.844.71

► 1x rechts; 1x links  
1x right; 1x left

► MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme  
MF-Locking clutch for connection arm



18.844.73 Ø 25,0 mm

► MF-Arme Sets  
MF-Arms sets



18.844.74 Ø 12,7 mm



► 1x rechts; 1x links  
1x right; 1x left

18.844.75 Ø 12,7 mm



► 1x rechts; 1x links  
1x right; 1x left

18.844.76 Ø 12,7 mm



► 1x rechts; 1x links  
1x right; 1x left

18.844.77 Ø 12,7 mm




► 1x rechts; 1x links  
1x right; 1x left

- MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte  
*MF-Support rod with sprocket plate*



18.844.83

- MF-Universal Radikalstellkolben  
*MF-Universal slide rail fitting*



18.844.85

► für 18.844.86 | 2 Stück nötig  
*for 18.844.86 | 2 pcs. needed*

- MF-Querbalken  
*MF-Crossbar*



18.844.86

**MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE**  
MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST



**18.843.80**

bestehend aus:  
consisting of:

	Menge Quantity
18.843.84 MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ MF-Adjustable base unit with clamp mount	1
18.843.86 MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable	1
18.843.85 MF-Nackenstütze inkl. Gelpad, für Erwachsene MF-Horseshoe headrest incl. gel pad, for adults	1

- MF-Nackenstütze inkl. Gelpad  
*MF-Horseshoe headrest incl. gel pad*



18.843.85

► für Erwachsene  
*for adults*

- MF-Basis Nackenstütze  
*MF-Basic horseshoe headrest*



18.844.90

► für Erwachsene  
*for adults*

- MF-Gelpad  
*MF-Gel pad*



18.844.92

► für Erwachsene  
*for adults*


- MF-Klemmadapter  
*MF-Clamping adapter*



18.843.86

► 360° drehbar und kippbar  
*360° rotatable and tilttable*

- MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ  
*MF-Adjustable base unit with clamp mount*



18.843.84



# 02

◆ diBLACK MF-SYSTEM  
*diBLACK MF-SYSTEM*

diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER

diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP



18.843.82B

bestehend aus:  
consisting of:

	Menge Quantity
18.843.84B diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount	1
18.843.86B diBLACK MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar diBLACK MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable	1
18.843.88B diBLACK MF-Schädelhalter diBLACK MF-Skull clamp	1

● diBLACK MF-Schädelhalter  
diBLACK MF-Skull clamp



18.843.88B

► Pins sind separat zu bestellen  
Pins to be ordered separately

● diBLACK MF-Pinhalter  
diBLACK MF-Pin holder



18.843.72B

► für Erwachsene  
for adults

18.843.73B

► für Kinder  
for children

● diBLACK MF-Klemmadapter  
diBLACK MF-Clamping adapter



18.843.86B

► 360° drehbar und kippbar  
360° rotatable and tilttable



MF-PINS  
MF-PINS



18.843.92

► für Erwachsene  
for adults



18.843.94

► für Kinder  
for children



18.843.96

► für Erwachsene  
for adults



18.843.98

► für Kinder  
for children



18.843.93 Kunststoff  
PEEK

► für Erwachsene  
for adults



18.843.95 Kunststoff  
PEEK

► für Kinder  
for children



18.843.97 Kunststoff  
PEEK

► für Erwachsene  
for adults



18.843.99 Kunststoff  
PEEK

► für Kinder  
for children

**diBLACK MF-AUFSATZHALTESYSTEM**  
*diBLACK MF-RETRACTOR SYSTEM*



**18.843.50B** MF-Aufsatzhaltesystem mit Zahnkranzplatten, beidseitig, zur Adaption von Zubehör (Viridis, Leyla etc.)  
*MF-Retractor system with sprocket plates, two-sided, for adaption of accessories (Viridis, Leyla etc.)*

bestehend aus:  
*consisting of:*

		Menge Quantity
18.844.71B	diBLACK MF-Aufsatzklemme-Schädelhalterarm Set (1x rechts; 1x links) <i>diBLACK MF-Connection arm to skull clamp set (1x rights; 1x left)</i>	1
18.844.73	MF-Arretierungskupplung für Aufsatzklemme Ø 25,0 mm <i>MF-Locking clutch for connection arm Ø 25,0 mm</i>	2
18.844.83B	diBLACK MF-Haltestange mit Zahnkranzplatte <i>diBLACK MF-Support rod with sprocket plate</i>	2
18.844.74B	diBLACK MF-Arm Set gebogen, kurz Ø 12,7 mm (1x rechts; 1x links) <i>diBLACK MF-Arm set curved, short, Ø 12,7 mm (1x right; 1x left)</i>	2

diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE

diBLACK MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE



18.843.80B

bestehend aus:  
consisting of:

		Menge Quantity
18.843.84B	diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount	1
18.843.86B	diBLACK MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar diBLACK MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tiltable	1
18.843.85B	diBLACK MF-Nackenstütze inkl. Gelpad, für Erwachsene diBLACK MF-Horseshoe headrest incl. gel pad for adults	1

- diBLACK MF-Nackenstütze inkl. Gelpad  
*diBLACK MF-Horseshoe headrest incl. gel pad*



18.843.85B

► für Erwachsene  
*for adults*

- diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ  
*diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount*



18.843.84B

- diBLACK MF-Universal Anschlussbrücke  
*diBLACK MF-Universal adjustable base unit*



18.843.76B


► mit beidseitig beweglicher Ankopplung an OP-Tisch, besonders geeignet für breitere OP-Tische  
*with dual movable adaption to OR-table, for large OR-tables*

- diBLACK MF-Klemmstativ  
*diBLACK MF-Clamp mount*



18.843.75B

diBLACK MF-KOPFHALTESYSTEM SET  
diBLACK MF-HEADREST SYSTEM SET



Einsatz mit Inhalt  
Insert with content

18.843.10B

bestehend aus:  
consisting of:

	Menge Quantity		Menge Quantity		
18.843.55	Siebkorb mit Einsatz und Deckel, 537,0 x 250,0 x 197,0 mm, Deckel signiert mit Inhalt Tray with insert and lid, 537,00 x 250,00 x 197,00 mm, lid marked with contents	1	18.843.56	Siebkorb mit Einsatz und Deckel, 537,0 x 250,0 x 197,0 mm, Deckel signiert mit Inhalt Tray with insert and lid, 537,0 x 250,0 x 197,0 mm, lid marked with contents	1
18.843.84B	diBLACK MF-Anschlussbrücke mit Klemmstativ diBLACK MF-Adjustable base unit with clamp mount	1	18.843.88B	diBLACK MF-Schädelhalter diBLACK MF-Skull clamp	1
18.843.86B	diBLACK MF-Klemmadapter, 360° drehbar und kippbar diBLACK MF-Clamping adapter, 360° rotatable and tilttable	1	18.844.90B	diBLACK MF-Basis Nackenstütze, für Erwachsene diBLACK MF-Horseshoe headrest (without gel pad)	1
			18.843.72B	diBLACK MF-Pinhalter, für Erwachsene diBLACK MF-Pin holder, for adults	1
			18.843.73B	diBLACK MF-Pinhalter, für Kinder diBLACK MF-Pin holder, for children	1
			18.843.92	MF-Pins, für Erwachsene MF-Pins, for adults	3
			18.843.94	MF-Pins, für Kinder MF-Pins, for children	3
			18.844.92	MF-Gelpads, für Erwachsene MF-Gel pads, for adults	1


# 03

◆ TISCHANBINDUNGEN FÜR STANDARD/diBLACK  
MF-SYSTEM  
*TABLE ADAPTERS FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM*

## TISCHANBINDUNGEN

TABLE ADAPTERS

- MF-Tischanbindung mit 4-kant Stange  
MF-Table adapter with square rod



Railabstand  
Rail distance

18.843.90 550-610 mm

- MF-Universal Tischanbindung mit Rundrohr und kurzen Seitenarmen mit Rails  
MF-Universal table adapter universal with round tube and short side arms with rails



	Railabstand Rail distance	Bohrungsabstand Bore distance
--	------------------------------	----------------------------------

18.845.32	Modell S Model S	366-531 mm	386-551 mm
18.845.36	Modell M Model M	526-690 mm	546-710 mm
18.845.38	Modell L Model L	685-850 mm	705-870 mm

► in Kombination mit 18.843.84/86/88/85 und 18.843.75B/86B/88B/85B zu verwenden  
to be used in combination with 18.843.84/86/88/85 and 18.843.75B/86B/88B/85B

- MF-Universal Tischanbindung mit 4-Kant Stange und kurzen Seitenarmen mit Rails  
MF-Universal table adapter with square rod with short side arms with rails



	Railabstand Rail distance	Bohrungsabstand Bore distance
--	------------------------------	----------------------------------

18.845.42	Modell S Model S	400-520 mm	420-540 mm
18.845.44	Modell M Model M	530-650 mm	550-670 mm
18.845.46	Modell L Model L	730-850 mm	750-870 mm

► in Kombination mit 18.843.84/86/88/85 und 18.843.84B/86B/88B/85B zu verwenden  
to be used in combination with 18.843.84/86/88/85 and 18.843.84B/86B/88B/85B

- PARKBENCH Tischanbindung mit Rundrohr und langen Seitenarmen mit Rails  
PARKBENCH table adapter with round tube and long arms with rails



		Railabstand Rail distance	Bohrungsabstand Bore distance
18.845.52	Modell S Model S	366-531 mm	386-551 mm
18.845.54	Modell M Model M	526-690 mm	546-710 mm
18.845.56	Modell L Model L	685-850 mm	705-870 mm


► in Kombination mit 18.843.84/86/88/85 und 18.843.84B/86B/88B/85B zu verwenden  
to be used in combination with 18.843.84/86/88/85 and 18.843.84B/86B/88B/85B

- Armauflage für PARKBENCH, Tischanbindung  
Armrest for PARKBENCH, table adapter




18.844.42

- Anschlusszapfen  
Connection spigots




18.845.90

► Ø 25,4 mm (1") (Paar) + Paar Schrauben für z.B. Trumpf  
Ø 25,4 mm (1") (pair) + pair of screws for e.g.  
Trumpf card



18.845.92

► Ø 19 mm (Paar) + Paar Schrauben  
Ø 19 mm (pair) + pair of screws



18.845.94

► Ø 18 mm (Paar) + Paar Schrauben für z.B.  
Maquet Yuno II  
Ø 18 mm (pair) + pair of screws for e.g.  
Maquet Yuno II



# 04

◆ ZUBEHÖR FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM  
ACCESSORIES FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM

## ZUBEHÖR FÜR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM ACCESSORIES FOR STANDARD/diBLACK MF-SYSTEM

### MF-Navigationsadapter MF-Navigation adapters



18.844.30

MF-Drehadapter mit 3 Kränzen  
*MF-Swivel adapter, tripod*

18.844.32

MF-Navigationsadapter Stryker  
*MF-Navigation adapter Stryker*

18.844.34

MF-Navigationsadapter Brainlab  
*MF-Navigation adapter Brainlab*

18.844.36

MF-Navigationsadapter Medtronic  
*MF-Navigation adapter Medtronic*

18.844.30

### Weiteres Zubehör Further accessories

18.844.40

MF-HWS-Kopfstütze/-auflage  
*MF-Cervical spine support*

18.844.42

MF-Armauflage für PARKBENCH Tischanbindung  
*MF-Armrest for PARKBENCH table adapter*

18.844.44

MF-Höhenverstellbares Stativ  
*MF-Height adjustable stand*


18.844.46

MF-Gelpads Höhenverstellung  
*MF-Height adjustment gel pad*

# 05



◆ CT/MRT KOMPATIBLES MF-SYSTEM  
*CT/MRI COMPATIBLE MF-SYSTEM*



**CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT SCHÄDELHALTER**  
CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH SKULL CLAMP



**18.843.82P** MF-Kopfhaltesystem mit Schädelhalter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
MF-Headrest system with skull clamp, high-tech plastic, radiolucent

bestehend aus:  
consisting of:

		Menge Quantity
18.843.88P	MF-Schädelhalter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent MF-Skull clamp, high-tech plastic, radiolucent	1
18.845.86P	MF-Klemmadapter, kurz, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent MF-Clamping adapter, short, high-tech plastic, radiolucent	1
18.845.46P	MF-Tischanbindung, Modell L, mit hochwertiger Kunststoffstange und kurzen Seitearmen mit Rails, Railabstand 780-900 mm, Bohrungsabstand: 800-920 mm MF-Table adapter, model L, with high-tech plastic rod and short side arms with rails, rail distance: 780-900 mm, bore distance: 800-920 mm	1
18.845.88P	MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent MF-Connecting arm for clamping adapter, high-tech plastic, radiolucent	1
18.845.10	Schlüssel für CT/MRT MF-System Key for CT/MRI MF-System	1
18.845.11	Schlüssel, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System Key, angled, for CT/MRI MF-System	1
18.845.13	Ringschlüssel für Schraubengriffe, für CT/MRT MF-System Box spanners for screw handles, for CT/MRI MF-System	1
18.845.14	Schlüsselhalter für CT/MRT MF-System Key holder for CT/MRI MF-System	1


**CT KOMPATIBLES MF-KOPFHALTESYSTEM MIT NACKENSTÜTZE**  
CT COMPATIBLE MF-HEADREST SYSTEM WITH HORSESHOE HEADREST

**18.843.80P** MF-Kopfhaltesystem mit Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
MF-Headrest system with horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent

bestehend aus:  
consisting of:

		Menge Quantity
18.843.85P	MF-Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, inkl. Gelpad für Erwachsene MF-Horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent, incl. gel pad for adults	1
18.845.86P	MF-Klemmadapter, kurz, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent MF-Clamping adapter, short, high-tech plastic, radiolucent	1
18.845.46P	MF-Tischanbindung, Modell L, mit hochwertiger Kunststoffstange und kurzen Seitearmen mit Rails, Railabstand 780-900 mm, Bohrungsabstand: 800-920 mm MF-Table adapter, model L, with high-tech plastic rod and short side arms with rails, rail distance: 780-900 mm, bore distance: 800-920 mm	1
18.845.88P	MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent MF-Connecting arm for clamping adapter, high-tech plastic, radiolucent	1
18.845.10	Schlüssel für CT/MRT MF-System Key for CT/MRI MF-System	1
18.845.11	Schlüssel, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System Key, angled, for CT/MRI MF-System	1
18.845.13	Ringschlüssel für Schraubengriffe, für CT/MRT MF-System Box spanners for screw handles, for CT/MRI MF-System	1
18.845.14	Schlüsselhalter für CT/MRT MF-System Key holder for CT/MRI MF-System	1

MF-Schädelhalter und Nackenstützen  
MF-Skull clamp and horseshoe headrest



18.843.88P MF-Schädelhalter, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
MF-Skull clamp, high-tech plastic, radiolucent

18.843.89P MF-Schädelhalter mit Integra Gewinde, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
MF-Skull clamp with Integra adaption, high-tech plastic, radiolucent

► Pins sind separat zu bestellen  
Pins to be ordered separately

18.843.85P MF-Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, inkl. Gelpad für Erwachsene  
MF-Horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent, incl. gel pad for adults

18.844.90P MF-Nackenstütze, hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
MF-Horseshoe headrest, high-tech plastic, radiolucent

18.844.92 MF-Gelpad für Erwachsene  
MF-Gel pad for adults

MF-Klemmadapter  
MF-Clamping adapters



18.845.86P hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
high-tech plastic, radiolucent

18.845.85P hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
high-tech plastic, radiolucent

► 360° drehbar und kippbar  
360° rotatable and tiltable



18.845.88P hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent  
high-tech plastic, radiolucent

MF-CT Tischanbindungen mit hochwertiger Kunststoffstange und kurzen Seitenarmen mit Rails  
MF-CT table adapters with high-tech plastic rod and short side arms with rails



	Railabstand Rail distance	Bohrungsabstand Bore spacing
18.845.42P Modell S Model S	360-480 mm	380-500 mm
18.845.44P Modell M Model M	530-650 mm	550-670 mm
18.845.46P Modell L Model L	780-900 mm	800-920 mm

## CT/MRT KOMPATIBLES MF-SYSTEM CT/MRI COMPATIBLE MF-SYSTEM

Titan  
Titanium



Einmal-Gebrauch  
Single use

### MF-PINS MF-PINS



18.843.93 Kunststoff PEEK

► für Erwachsene  
for adults



18.843.95 Kunststoff PEEK

► für Kinder  
for children



18.843.97 Kunststoff PEEK

► für Erwachsene  
for adults



18.843.99 Kunststoff PEEK

► für Kinder  
for children

**MF-TISCHANBINDUNGEN**  
**MF-TABLE ADAPTERS**



<b>18.845.20P</b>	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, mit Schrauben, für MAQUET-Tische high-tech plastic, radiolucent, with screws, for MAQUET tables
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zusätzliches Zubehör:  
additional tools:

	Menge Quantity
18.845.10 Schlüssel für CT/MRT MF-System Key for CT/MRI MF-System	1
18.845.11 Schlüsse, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System Key, angled, for CT/MRI MF-System	1
18.845.13 Ringschlüssel für Schraubengriffe Box spanners for screw handles	1



<b>18.845.21P</b>	hochwertiger Kunststoff, röntgentransparent, ohne Schrauben, für MAQUET-Tische high-tech plastic, radiolucent, without screws, for MAQUET tables
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zusätzliches Zubehör:  
additional tools:

	Menge Quantity
18.845.10 Schlüssel für CT/MRT MF-System Key for CT/MRI MF-System	1
18.845.11 Schlüsse, abgewinkelt, für CT/MRT MF-System Key, angled, for CT/MRI MF-System	1
18.845.13 Ringschlüssel für Schraubengriffe Box spanners for screw handles	1

◆ Schrauben und Muttern  
Screws and hex nuts



	benötigte Menge necessary quantity
18.845.15P MF-Sechskantmutter M16, hochwertiger Kunststoff, P=1 Stück MF-Hex nut M16, high-tech plastic, p=1 piece	4



	benötigte Menge necessary quantity
18.845.16P MF-Schraube mit M16x80mm, hochwertiger Kunststoff, P=1 Stück MF-Screw with M16x80mm, high-tech plastic, p=1 piece	4



	benötigte Menge necessary quantity
18.845.17P MF-Schraube mit M16x40mm, hochwertiger Kunststoff, P=1 Stück MF-Screw with M16x40mm, high-tech plastic, p=1 piece	4

► für OP-Tische mit Dicke > 1,5 cm  
for operating tables with a thickness > 1,5 cm

► für OP-Tische mit Dicke < 1,5 cm  
for operating tables with a thickness < 1,5 cm

◆ MF-Verbindungsstück Tischanbindung  
MF-Connection piece table adapter



**18.845.80P**

► zu 18.843.89P  
to 18.843.89P

ZUBEHÖR  
ACCESSORIES

- ◆ Schlüssel für CT/MRT MF-System  
Keys for CT/MRI MF-System



18.845.10



18.845.11

► abgewinkelt  
angled



18.845.13

► Ringschlüssel für Schraubengriffe  
Box spanners for screw handles

- ◆ MF-Universal Tischanbindung  
MF-Universal table adapter



18.845.82P

► für alle EU und US stirnseitigen Rails  
for all EU and US front rails

- ◆ MF-Anschlussteil für Verbindungsadapter  
MF-Connecting arm for clamping adapter



18.845.84P

► zu 18.845.82P  
to 18.845.82P


# 06

◆ KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN  
*POSSIBLE COMBINATIONS*

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

POSSIBLE COMBINATIONS

### OP-TISCHE OR-TABLES



### OP-TISCH DICKE OR-TABLE THICKNESS

Maquet OP-Tisch oder Tisch mit  
M16 Gewindebohrungen  
Maquet OR-table or table with  
M16 threaded holes

Dicke ≤ 1,5 cm  
Thickness ≤ 1,5 cm

Dicke > 1,5 cm  
Thickness > 1,5 cm

### ZUBEHÖR ACCESSORIES



4x 18.845.17P



4x 18.845.16P

### OP-TISCHE OR-TABLES



### OP-TISCH ADAPTER OR-TABLE ADAPTERS



18.845.82P



MF-Tischanbindung mit Kunst-  
stoffstange  
MF-Table adapter with high-tech  
plastic rod

18.845.42P

► Railabstand 36-48cm, Bohrungsabstand 38-50 cm  
Rail distance 36-48mm, Bore distance 28-50 cm

18.845.44P

► Railabstand 53-65cm, Bohrungsabstand 55-67 cm  
Rail distance 53-65mm, Bore distance 55-67 cm

18.845.46P

► Railabstand 78-90cm, Bohrungsabstand 80-92 cm  
Rail distance 78-90mm, Bore distance 80-92 cm

autoklavierbar  
autoclavable

CT kompatibel  
CT compatible

CT/MRT kompatibel  
CT/MRI compatible

### OP-TISCH ADAPTER OR-TABLE ADAPTERS

### SCHÄDELHALTER SKULL CLAMPS



18.845.20P



18.843.89P

► mit Integra Gewinde  
with Integra thread



4x 18.845.15P



18.845.21P

### VERBINDUNGSSARME CONNECTING ARMS



18.845.84P



18.843.88P

18.843.85P

► MF-Nackenstütze (mit Gelpad)  
MF-Horseshoe headrest (with gel pad)



18.845.90

► Ø 25,4 mm (1")



18.845.92

► Ø 19 mm



18.845.94

► Ø 18 mm



18.845.86P

► kurz  
short




18.845.85P

► lang  
long



18.845.88P







info@dimeda.de  
www.dimeda.de

DIMEDA Instrumente GmbH  
Gänsäcker 54+58  
78532 Tuttlingen  
Germany

+49 (0) 7462 | 94 61 - 0  
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH  
Art Nr. 99.999.20  
07.2021 | Printed in Germany

Technische Änderungen vorbehalten  
*Subject to technical modifications*